




## LES EQUIPEMENTS A CONNECTER AU LOGICIEL





### SITE DE MATRIX

N°	EQUIPEMENTS	COMPOSITION	STATUTS	FONCTIONNEMENT	PORT	IMAGE DE L'EQUIPEMENT
1	3D OCT1 MAESTRO Topcon	La machine est accompagner d'un All in one.	Connecter au réseau local	Export de l'image vers un dossier partager.	Port réseau sur une unite central	
2	LAMPE A FENTE DIGITAL	La machine est accompagner avec une unite central.	Connecter au réseau local	Export de l'image vers un dossier partager.	Port réseau sur l'unite central	
3	TONOREF III NIDEK	L'équipement est independant.	Non connecter au Rx local	L'impression de resultat sur l'imprimante thermique incorporé.	Port LAN sur la machine.	
4	TAR Plusoptix S04	L'application qui est installé dans Laptop qui accompagner la machine de TAR	Non connecter au Rx local	Notification de resultat dans le logiciel manuellement.	Port LAN sur le Laptop.	
5	OPTOVUE SOLIX visionix	La machine est accompagner d'un All in one.	Connecter au réseau local	Export de l'image vers un dossier partager.	Port réseau sur All in one	
6	CLARUS 700 zeiss	La machine est accompagner d'un All in one.	Connecter au réseau local	Export de l'image vers un dossier partager.	Port réseau sur All in one	
7	TOMEY MR 6000	L'équipement est independant.	Connecter au réseau local	Export de l'image vers un dossier partager.	Port Rx sur la machine.	
8	LAMPE A FENTE DIGITAL	La machine est accompagner avec une unite central.	Connecter au réseau local	Export de l'image vers un dossier partager.	Port Rx sur l'unite central.	
9	Aurolab Slitlamp with Teleophthal Imaging System	La machine est accompagner d'un All in one.	Connecter au réseau local	Export de l'image vers un dossier partager.	Port réseau sur All in one	
10	Champ visuel Humphrey Field Analyzer 3	L'équipement est independant.	Connecter au réseau local	Export de l'image vers un dossier partager.	Port Rx sur la machine.	
11	ECHOGRAPHIE MINDRAY DC-30	L'équipement est independant.	Connecter au réseau local	Export de l'image vers un dossier partager.	Port Rx sur la machine.	
12	SYSEYE	L'équipement est independant.	Connecter au réseau local	Export de l'image vers un dossier partager.	Port Rx sur la machine.	





13	Digital Lensometer TL 6800	L'équipement est indépendant.	Non connecter au Rx	Resultat Manuel	Rx dans l'équipement.	
14	Elisar Portable champ visuel	L'équipement est indépendant.	connecter wifi & Bluetooth	Export de l'image vers un dossier partager.	wifi	
15	Réfractometre automatique portable( Baxter)	L'équipement est indépendant.	connecter wifi & Bluetooth	Resultat Manuel	Bluetooth	

### SITE DE TOMBALBAYE

1	Aurolab Slitlamp with Teleophthal Imaging System	La machine est accompagner d'un All in one.	Connecter au réseau local	Export de l'image vers un dossier partager.	Port réseau sur All in one	
2	SYSEYE	L'équipement est indépendant.	Connecter au réseau local	Export de l'image vers un dossier partager.	Port Rx sur la machine.	
3	Topcon CT-1P (Tono, Pachy)	L'équipement est indépendant.	Non connecter au Rx	Resultat Manuel	Rx dans l'équipement.	
4	Zeiss Iol Master 700	La machine est accompagner d'un All in one.	Connecter au réseau local	Export de l'image vers un dossier partager.	Port réseau sur All in one	
5	Nidek Specular Microscope	L'équipement est indépendant.	Non connecter au Rx	Resultat Manuel	Rx dans l'équipement.	
6	Quantal Medical AB Scan	La machine est accompagner avec une unite central.	Connecter au réseau local	Export de l'image vers un dossier partager.	Port Rx sur l'unite central.	
7	3D OCT1 MAESTRO Topcon	La machine est accompagner d'un All in one.	Connecter au réseau local	Export de l'image vers un dossier partager.	Port réseau sur une unite central	
8	BC 5150 HEMATOLOGIE MINDRAY	L'équipement est indépendant.	Non connecter au Rx	Resultat Manuel	Rx dans l'équipement.	
9	BS-240 MINDRAY BIOCHIMIE	L'équipement est indépendant.	Non connecter au Rx	Resultat Manuel	Rx dans l'équipement.	
10	ICHROMA II HOMONOLOGIE	L'équipement est indépendant.	Non connecter au Rx	Resultat Manuel	Rx dans l'équipement.	
11	FLUOCARE HOMONOLOGIE	L'équipement est indépendant.	Non connecter au Rx	Resultat Manuel	Rx dans l'équipement.	

12	Indirect Ophthalmoscope (Wireless) Keeler	L'equipement est independant.	WIRELESS	Resultat Manuel	WIFI	
13	Shin Nippon Tono	L'equipement est independant.	Non connecter au Rx	Resultat Manuel	Rx dans l'equipement.	
14	Digital Lensometer TL 6800	L'equipement est independant.	Non connecter au Rx	Resultat Manuel	Rx dans l'equipement.	
15	WAM 700 Esilor	L'equipement est independant.	connecter au Rx	Export de l'image vers un dossier partager.	Rx dans l'equipement.	

#### SITE DE MATADI

N°	EQUIPEMENTS	COMPOSITION	STATUTS	FONCTIONNEMENT	PORT	IMAGE DE L'EQUIPEMENT
1	SYSEYE	L'equipement est independant.	Connecter au réseau local	Export de l'image vers un dossier partager.	Port Rx sur la machine.	
2	Shin Nippon Tono	L'equipement est independant.	Non connecter au Rx	Resultat Manuel	Rx dans l'equipement.	
3	Octopus HFA ( Haag streit)	L'equipement est independant.	Connecter au réseau local	Export de l'image vers un dossier partager.	Port Rx sur la machine.	
4	Digital Lensometer TL 6800	L'equipement est independant.	Non connecter au Rx	Resultat Manuel	Rx dans l'equipement.	
5	Elisar Portable champ visuel	L'equipement est independant.	conncter wifi & Bluetooth	Export de l'image vers un dossier partager.	wifi	